PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-215204

(43)Date of publication of application: 27.08.1996

(51)Int.CI.

A61B 17/28 A61B 1/00 A61B 17/00

(21)Application number: 07-020572

(71)Applicant: OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

08.02.1995


(72)Inventor: KAMI KUNIAKI

(54) MEDICAL MANIPULATOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a medical manipulator which achieves higher operability along with improved safety.

CONSTITUTION: In a medical manipulator which is operated by a master/slave system with a master arm 1 having multiple degrees of freedom and a slave arm 16 having multiple degrees of freedom, a control section 28 is included to read an encoder value from an encoder mounted on the master arm 1 and an encoder value from an encoder mounted on the slave arm 16 for all of shafts to be converted to angles, determines a difference therebetween to be compared with a specified value and starts a master/slave operation when it is smaller than the specified value.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.01,2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-215204

(43)公開日 平成8年(1996)8月27日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
A 6 1 B	17/28	3 1 0		A 6 1 B 17	7/28	310	
	1/00	300		1	1/00	300B	
	17/00	3 2 0		17	7/00	320	

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 7 頁)


		mainte state and Now Z O D (T M)
(21)出願番号	特願平7-20572	(71) 出願人 000000376
		オリンパス光学工業株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)2月8日	東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
		(72)発明者 上 邦彰
		東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ
		ンパス光学工業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54)【発明の名称】 医療用マニピュレータ

(57)【要約】

【目的】操作性が良く、かつ安全性も向上した医療用マニピュレータを提供すること。

【構成】複数の自由度を持つマスターアーム1と、複数の自由度を持つスレーブアーム16とを有してマスタースレーブ方式で動作する医療用マニピュレータにおいて、マスターアーム1に取り付けられたエンコーダからのエンコーダ値と、スレーブアーム16に取り付けられたエンコーダからのエンコーダ値とを全軸分読み込んで角度に変換して差を求め、この差と所定値とを比較して所定値よりも小さいときにマスタースレーブ動作を開始する制御部28とを具備する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の自由度を持つマスターアームと、 複数の自由度を持つスレーブアームとを有してマスター スレーブ方式で動作する医療用マニピュレータにおい て、

上記マスターアームの形状と、上記スレーブアームの形状の差を検出する検出手段と、

検出された上記形状の差を予め決められた値と比較する 比較手段と、

この比較手段の比較結果に応じてマスタースレーブ動作 を制御する制御手段と、

を具備したことを特徴とする医療用マニピュレータ。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は医療用マニピュレータに 関し、特に、複数の自由度を持つマスターアームと、複 数の自由度を持つスレーブアームとを有してマスタース レーブ方式で動作する医療用マニピュレータに関する。

[0002]

【従来の技術】特願平6-208885や特願平6-246546は、多関接構造を有するマスターマニピュレータの動きに応じて、先端部に3Dスコープと一対の処置具を設けた体腔内挿入部を有するスレーブマニピュレータを動かすことで、各種の処置を行うマスタースレーブ方式の医療用マニピュレータを開示している。又、特願平6-246546は、マスターアームの動作量からスレーブアームの動作量を計算する方法を開示している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記した従来の技術においてはいずれも、マスタースレーブ動作に基づいてマニピュレータを動かす場合、マスターアームとスレーブアームの形状が異なる状態から動作をスタートさせると術者の思い通りにスレーブアームが動かず、操作性が悪いという欠点があった。

【0004】本発明の医療用マニピュレータはこのような課題に着目してなされたものであり、その目的とするところは、操作性が良くかつ安全性も向上した医療用マニピュレータを提供することにある。

[0005]

【課題を解決する手段および作用】上記の目的を達成するために、本発明は、複数の自由度を持つマスターアームと、複数の自由度を持つスレーブアームとを有してマスタースレーブ方式で動作する医療用マニピュレータにおいて、上記マスターアームの形状と、上記スレーブアームの形状の差を検出する検出手段と、検出された上記形状の差を予め決められた値と比較する比較手段と、この比較手段の比較結果に応じてマスタースレーブ動作を制御する制御手段とを具備する。

[0006]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例に係る 医療用マニピュレータを詳細に説明する。図1は本発明 の第1実施例に係る医療用マニピュレータの構成を示す 図である。同図において、マスターアーム1の各関節部 には、モータの回転量を検出するための複数のエンコー ダ2~13と開閉部14,15が設けられている。

【0007】また、スレーブアーム16の先端部には図2に示すように、3Dスコープ17及び処置用マニピュレータ18,19を有する体腔内挿入部22が取り付けられている。処置用マニピュレータ18,19の先端部にはグリッパ20,21が取り付けられている。

【0008】スレーブアーム16、3Dスコープ17、 処置用マニピュレータ18,19及びグリッパ20,2 1は図示しないモータにより駆動され、モータの回転数 は図示しないエンコーダにより検出されている。

【0009】上記したマスターアーム1、スレーブアーム16、3Dスコープ17、体腔内挿入部22はそれぞれ制御装置23に接続されている。マスターアーム1のエンコーダ2~13からの出力は、図3に示すように、制御装置23内のマスターアームエンコーダ入力処理部24を経由して、スレーブアーム動作制御部25、スコープ動作制御部26、マニピュレータ動作制御部27及び検出手段、比較手段、制御手段を構成する制御部28へ入力される。

【0010】スレーブアーム動作制御部25、スコープ動作制御部26、マニピュレータ動作制御部27は各エンコーダからのエンコーダ値に基づいて各モータの回転量を算出し、スレーブアームモータドライバ29、スコープモータドライバ30、処置具モータドライバ31を介してスレーブアーム16、3Dスコープ17、処置用マニピュレータ18、19の各モータを回転させる。

【0011】各モータにはエンコーダが取り付けられており、各エンコーダからのエンコーダ値はスレーブアームエンコーダ処理部32、スコープエンコーダ処理部33、処理用マニピュレータエンコーダ処理部34を介して、スレーブアーム動作制御部25、スコープ動作制御部26、マニピュレータ動作制御部27にフィードバックされモータの回転制御が行われる。

【0012】又、制御部28は、スレーブアーム動作制御部25、スコープ動作制御部26、マニピュレータ動作制御部27を介して上記エンコーダ値を読むことが可能であり、必要に応じてモータの停止等の指示を出すことが可能である。

【0013】さらに、マスターアーム1の開閉部14, 15の近傍にはスイッチ35が設けられており、術者が マスターアーム1を操作しているときにスイッチ35が ON状態となるように配置されている。スイッチ35及 びキーボード36からの出力はキー入力/スイッチ入力 判定部37を介して制御部28に入力される。

【0014】以下に上記した構成の作用を説明する。制

御部28は、スイッチ35がON状態の時のみマスターアーム1の各エンコーダからのエンコーダ値を読み取り、このエンコーダ値に基づいてスレーブアーム16、3Dスコープ17、処置用マニピュレータ18,19の動作を制御する。すなわち、マスターアーム1のエンコーダ2~5のエンコーダ値を基にスレーブアーム16をA~F方向に動かすよう制御し、エンコーダ6,7のエンコーダ値を基に3Dスコープ17の湾曲方向a,bを制御し、エンコーダ8~13のエンコーダ値を基に処置用マニピュレータ18,19の α , β 、 γ 方向を制御することでマスタースレーブ動作を行う。

【0015】又、術者がマスターアーム1を離したときにはスイッチ35がOFFになると同時に制御部28の指示でマスタースレーブ動作を停止する。図4は第1実施例に係る制御部28の動作を説明するためのフローチャートである。まず、ステップS1でスイッチ35がOFF状態か否かを判断し、OFFのときは動作フラグf1gをOFFにする(ステップS2)。また、スイッチ35がONの時はまず動作フラグf1gをチェックし(ステップS3)、動作フラグf1gがONであればステップS9に飛んで直ちにマスタースレーブ動作を行う。

【0016】一方、ステップS3で動作フラグf1gがOFFの時には、まず、制御装置28にてマスターアーム1の各エンコーダからのエンコーダ値を全軸分読み込んで、マスターアーム1の形状(角度、位置、姿勢を含む)に関する情報の1つとしての角度 θ Mi~ θ Mnに変換する(ステップS4)。次に、スレーブアーム16、3Dスコープ17、処置用マニピュレータ18、19のエンコーダからのエンコーダ値を全軸分読み込んで、スレーブアーム16の形状に関する情報の1つとしての角度 θ SI~ θ Snに変換する(ステップS5)。

【0017】次に、上記2つの角度、 θ MI $\sim \theta$ MII \sim

【0018】ここで、キーボード36等から動作終了が指示されたときは処理ループを終了する。上記した第1 実施例によれば、マスタースレーブ動作の停止中に何等かの理由でマスターアームの形状、スレーブアーム、3 Dスコープ、処置用マニピュレータ等の形状が変化しても、マスターアームとスレーブアームが必ず一致した形

状でマスタースレーブ動作を行うので操作性が向上する。また、マスターアームとスレーブアームの形状が一致するまではマスタースレーブ動作を行わないので安全性も向上する。

【0019】なお、上記した実施例ではマスターアームとスレーブアームの全てが一致したときに動作するようにしたが、マスターアームの一部とスレーブアームの一部、例えば、マスターアームの処置用マニピュレータに対応するエンコーダと処置用マニピュレータが一致したときに動くようにしても良い。又、スイッチ35はフットスイッチでも良い。

【0020】以下に本発明の第2実施例を説明する。第2実施例の構成は第1実施例と同一なので、ここでの説明は省略する。以下に第2実施例の作用を図5、図6のフローチャートを参照して説明する。スイッチ35がOFFのとき動作フラグをOFFにすることは第1実施例と同じであるが、各軸毎に動作フラグ flgi(i=1~n)を設けた点が異なる。

【0021】まず、キーボード、スイッチの入力チェックを行う(ステップS 31)。そしてキーボードの終了スイッチが押されていたか否かを確認し(ステップS 32)、押されていたときには処理を終了する。また、ステップS 32で終了スイッチが押されていなかったときはスイッチ 35が 0Nか否かをチェックし(ステップS 33)、スイッチ 35が 0FFの時は動作フラグ 120 121 121 132 143 153 154 155 156 157 158 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 151 159 1

【0022】まず、動作フラグ f l g i (最初は i = 0) がONか否かをチェックし(ステップ S 2 0、S 2 1)、OF F であれば対応する軸のマスターアーム 1、スレーブアーム 1 6のエンコーダからのエンコーダ値を読み込んで、マスターアーム 1、スレーブアーム 1 6の形状に関する情報の 1 つとしての角度 θ_{Mi} 、 θ_{Si} に各々変換する(ステップ S 2 2、S 2 3)。次に、あらかじめ設定した値 k_i と上記 2 つの角度の差 $|\theta_{Mi} - \theta_{Si}|$ とを比較し、 $|\theta_{Mi} - \theta_{Si}| \le k_i$ を満たすか否かをチェックして、満たす場合は動作フラグ f l g i を ONにする(ステップ S 2 4、S 2 5)。

【0023】一方、ステップS21で動作フラグflgiがONであれば対応する軸のマスターアームのエンコーダからのエンコーダ値を読み込み、スレーブアームの対応する軸のモータの回転量を算出してモータドライバにセットしてモータを回転させる(ステップS26、S27、S28)。

【0024】次にiを1インクリメントした後で、次の軸について動作フラグ flgiをチェックする(ステップS29、S30)。全ての軸に対して上記処理を終わるとマスタースレーブ動作の一サイクルを終了してキー

ボード、スイッチの入力変化のチェックを繰り返す。

【0025】上記した第2実施例によれば、マスターアームとスレーブアームが一致した軸から動き出すので、どの軸が一致したのかがわかりやすくなり、全ての軸を一致させるまでの時間が短くなる。また、全ての軸に動作フラグを設ける必要はなく、例えばスレーブアーム16はスイッチ35がONの間は常に移動するようにしても良い。

【0026】なお、上記した第1、第2実施例ではエンコーダ値を角度に変換して比較しているが、エンコーダ値をそのまま比較しても良いし、位置に変換して比較しても良い。又、それぞれを組み合わせて比較しても良いことは勿論である。

【0027】上記した具体的実施例から以下のような構成の技術的思想が導き出される。

- (1) 複数の自由度を持つマスターアームと、複数の自由度を持つスレーブアームとを有してマスタースレーブ方式で動作する医療用マニピュレータにおいて、上記マスターアームの形状と、上記スレーブアームの形状の差を検出する検出手段と、検出された上記形状の差を予め決められた値と比較する比較手段と、この比較手段の比較結果に応じてマスタースレーブ動作を制御する制御手段と、を具備する医療用マニピュレータ。
- (2) 上記制御手段は、上記形状の差が予め定められた値よりも小さいときに上記マスタースレーブ動作を開始する構成(1)に記載の医療用マニピュレータ。
- (3) 上記スレーブアームには内視鏡及び/又は処置 具が取り付けられている構成(1)に記載の医療用マニ ピュレータ。
- (4) 上記検出手段は、上記マスターアームとスレーブアームの全ての自由度について検出を行う構成(1)に記載の医療用マニピュレータ。
- (5) 上記検出手段は、上記マスターアームとスレーブアームの一部の自由度について検出を行う構成(1)に記載の医療用マニピュレータ。
- (6) 上記検出手段は、上記マスターアームとスレーブアームの各自由度に配置されたエンコーダからの出力値を比較することによって、検出を行う構成(1)に記載の医療用マニピュレータ。
- (7) 上記検出手段は、上記マスターアームとスレーブアームの各自由度に配置されたエンコーダの値を角度

及び/又は位置に変換して比較することによって、検出 を行う構成(1)に記載の医療用マニピュレータ。

- (8) 上記マスタースレーブ動作の開始は、全ての軸に対する上記形状の差があらかじめ定められた値より小さくなったときに行う構成(2)に記載の医療用マニピュレータ。
- (9) 上記マスタースレーブ動作の開始は、上記形状の差があらかじめ定められた値よりも小さくなった軸から行う構成(2)に記載の医療用マニピュレータ。

【0028】上記した構成(1)乃至(9)によれば、マスターアームとスレーブアームとが一致した形状でマスタースレーブ動作を行うので操作性が向上する。また、マスターアームとスレーブアームとが一致するまではマスタースレーブ動作を行わないので安全性も向上する。

[0029]


【発明の効果】本発明によれば、マスターアームとスレーブアームとが一致した形状でマスタースレーブ動作を行うので操作性が向上する。また、マスターアームとスレーブアームとが一致するまではマスタースレーブ動作を行わないので、安全性も向上する。

【図面の簡単な説明】


- 【図1】本発明が適用されるマスタースレーブ方式の医療用マニピュレータの構成を示す図である。
- 【図2】スレーブアームの先端部に取り付けられる体腔 内挿入部の構成を示す図である。
- 【図3】図1において、特に制御装置の構成を詳細に示すブロック図である。
- 【図4】第1実施例に係る制御部の動作を説明するためのフローチャートである。
- 【図5】第2実施例に係る制御部の動作を説明するためのフローチャートの前部である。
- 【図6】第2実施例に係る制御部の動作を説明するためのフローチャートの後部である。

【符号の説明】


1…マスターアーム、2~13…エンコーダ、14、15…開閉部、16…スレーブアーム、17…3Dスコープ、18、19…処置用マニピュレータ、20、21…グリッパ、22…体腔内挿入部、23…制御装置、28…制御部。



【図3】



【図4】



【図5】

